

Dentaclean Instrument Extra

Dezinfekční prostředek na nástroje

Klíčové vlastnosti produktu

Dezinfekční koncentrát pro nástroje, frézky a endodontické nástroje bez aldehydu a fenolu. Biologicky odbouratelný. Snadná manipulace s vysokou přesností dávkování. Účinný proti širokému spektru organismů.

Návod k použití

Přidejte 20 ml do 1 litru čisté vody (2 % roztok). Doba namočení: 15 minut. Doporučenou dobu namočení nepřekračujte. Po dezinfekci nástroje důkladně opláchněte RO nebo destilovanou vodou. Roztok každý týden nebo denně vyměňujte, v závislosti na četnosti použití. Pokud se v roztoku objeví fyzické nečistoty, vyměňte ho dříve. Nepoužívejte na materiály ze slitin, surového železa nebo s hliníkovými částmi, např. stříkačky. Pouze pro odborné použití.

Složení produktu

Voda, benzalkoniumchlorid, didecyldimoniumchlorid, isopropylalkohol, benzotriazol, polyaminopropylbiguanid, hydroxyethylcelulóza, kokamidopropylbetain, parfém, C.I. 44045.

Fyzikální vlastnosti

Modrá tekutina, příjemné aroma pelargónií. pH 5,4-6,0. Rozpustnost ve vodě: Mísitelný s vodou. Doba použitelnosti 3 roky.

Klasifikace nebezpečnosti pro přepravu

UN 1903

Obalová skupina: II

Třída: 8

Oficiální pojmenování pro přepravu: **PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.** (benzalkoniumchlorid)

Normy týkající se testování

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476

Spektrum a kontaktní doby

Baktericidní	15 minut
Pseudomonas aeruginosa	15 minut
Staphylococcus aureus	15 minut
Enterococcus hirae	15 minut
Salmonella typhimurium	5 minut
Legionella pneumophila	5 minut
Kvasinky	15 minut
Candida albicans	15 minut
Viry	
HIV	15 minut
Virus lidské chřipky B	2 minuty
Virus hepatitidy C (HCV)	5 minut

Popis použití

Produkt pro dezinfekci nástrojů je tekutý koncentrát používaný ve stomatologickém/zdravotnickém prostředí. Tyto produkty jsou speciálně navrženy tak, aby pomáhaly při pravidelném čištění a dezinfekci stomatologických a zdravotnických nástrojů a používají se v prostorách zubní ordinace lékařem nebo asistentem jako součást dezinfekčních a čisticích procedur. Tento proces se provádí v dekontaminační místnosti mimo prostor v kontaktu s pacientem.

Produkty mají antimikrobiální vlastnosti, které jsou účinné proti širokému spektru organizmů. Koncentrát je dezinfekčním prostředkem pro nástroje, jako jsou sondy, ruční zrcátka a pinzety. Produkt se prodává jako koncentrovaný roztok a ředí se vodou z vodovodu a nalévá se do vhodné nádoby, jako je nádrž na namáčení nástrojů. Nástroje se ponechávají v roztoku po doporučenou dobu a pak se z něj vyjmou, než se přistoupí k další fázi dezinfekce (ke sterilizaci).

Klasifikace / Postup posuzování

Produkty pro dezinfekci nástrojů jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky třídy IIb podle bodu 15 směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS a pozdějších dodatků.

Specifikace dodavatele

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 2602/41
130 00 Praha 3
www.dentamed.cz
Tel.: 266 007 110
Fax: 266 007 199

Specifikace výrobce

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way
Silsden, West Yorkshire
BD20 0EF, United Kingdom
Tel: +44 01535652750
Fax: +44 01535652751
Email: science@topdental.co.uk