

Dentaclean Lemon Touch Big

Citronové aroma

Klíčové vlastnosti produktu

Povrchové dezinfekční utěrky Dentaclean Lemon Touch jsou k dostání ve 2 velikostech – standardní a velké. Utěrky standardní velikosti jsou k dostání v baleních po 100 kusech a každá utěrka má rozměr 180x120 mm. Utěrky velké velikosti jsou k dostání v baleních po 200 kusech a každá utěrka má rozměr 200x200 mm. Možnosti balení v obou velikostech zahrnují dávkovací nádobu nebo „stojací“ doplňující balení. Tyto utěrky mají speciální složení pro použití ve zdravotnickém a stomatologickém prostředí na neinvazivní zdravotnické vybavení. Jsou také bezpečné pro použití na povrchy citlivé na alkohol a jsou účinné proti širokému spektru organismů. Ubrousky jsou k dostání v citronovém a přírodním aroma.

Návod k použití

Pro každé otření objektů určených k dezinfekci použijte novou utěrku, aby se povrch zcela navlhčil, a nechte dezinfekční prostředek působit více než 60 sekund, aby se odpařila vlhkost z povrchu. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol. Nepoužívejte po vypršení data použitelnosti. Pouze pro profesionální použití.

Složení produktu

Roztok obsahuje mimo jiné tyto složky: ethanol, propan-2-ol, polymerní biguanid hydrochlorid, parfém, linalool, limonen.

Fyzikální vlastnosti

Polylviskózní látka napuštěná čistou tekutinou. Barva bílá. Vůně závisí na aroma. pH roztoku 3,0-5,0 s dobou použitelnosti 3 roky.

Normy týkající se testování

EN 14885, EN 13727, EN 13624, EN 14476

K dostání ve 2 velikostech – velké a standardní

Spektrum a kontaktní doby

| | |
|---|------------------|
| Baktericidní | 60 sekund |
| Pseudomonas aeruginosa | 60 sekund |
| Enterococcus hirae | 60 sekund |
| Staphylococcus aureus | 60 sekund |
| Salmonella typhimurium | 60 sekund |
| MRSA | 60 sekund |
| VRE | 60 sekund |
| E-Coli | 60 sekund |
| Kvasinky | 60 sekund |
| Candida albicans | 60 sekund |
| Omezené spektrum virucidní | 60 sekund |
| Adenovirus | 60 sekund |
| Norovirus | 60 sekund |
| Virus hepatitidy B (HBV) | 60 sekund |
| Virus hepatitidy C (HCV) | 60 sekund |
| Virus lidské imunodeficiency (HIV) | 60 sekund |
| Virus lidské T buněčné leukémie (HTLV) | 60 sekund |
| Influenza Virus (který postihuje člověka, ptačí a prasečí chřipkové viry) | 60 sekund |
| Virus hepatitidy Delta (HDV) | 60 sekund |
| Coronavirus (včetně SARS a MERS) | 60 sekund |
| Filoviridae (včetně viru Eboly) | 60 sekund |
| Virus zarděnek | 60 sekund |
| Virus spalniček | 60 sekund |
| Herpes viry | 60 sekund |
| Flavivirus | 60 sekund |
| Virus vztekliny | 60 sekund |
| Viry neštovic | 60 sekund |
| Fungicidní | 5 min |
| Aspergillus brasiliensis | 5 min |

Specifikace dodavatele

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 2602/41
130 00 Praha 3
www.dentamed.cz
Tel.: 266 007 110
Fax: 266 007 199

Specifikace výrobce

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way
Silsden, West Yorkshire
BD20 0EF, United Kingdom
Tel: +44 01535652750
Fax: +44 01535652751
Email: science@topdental.co.uk