

Lemon Touch

Dezinfekční ubrousky k přímému použití

Návod k použití

Typ přípravku

DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky jsou dezinfekčním prostředkem k čištění výrobků ve zdravotnictví jako ploch, přístrojů, držáků v zubařské technice. Hygienické utěrky jsou napuštěny kapalinou na bázi etanolu a kvartérních amoniových solí v souladu se zákonem o výrobcích ve zdravotnictví. DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky se vyznačují svěží vůní a dobrou snášenlivostí pokožky vzhledem ke svému složení bez obsahu aldehydu. DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky splňují zákonné požadavky na bezpečnost práce podle Technických pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami TRGS 525/540.

Oblast použití

DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky jsou jako plošný dezinfekční prostředek vhodný všude, kde je potřeba rychlá dezinfekce:

- v lékařských a zubařských ordinacích
- k rychlé dezinfekci operačního inventáře a operačních stolů mezi jednotlivými operacemi.
- postelových konstrukcí
- van a záchodových prkének
- oblečení jako operačních rukavic nebo gumových zástěr

Aplikace

Nastříhnete jeden z horních rohů náhradního sáčku DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky a obsah sáčku (vlásečinná rolna napuštěná roztokem) uložíte do zásobníku, který je pro ně určen. Protáhněte první utěrku ze středu rolny otvorem víka zásobníku a zásobník uzavřete. Předměty, plochy a díly dobře otřete a nechte je uschnout. Dezinfikované plochy, předměty a díly používejte teprve po uplynutí určené doby působnosti. Po otevření náhradního sáčku je nutno utěrky uchovávat v uzavíratelné nádobě, např. v zásobníku, aby nevyschnuly.

POZOR:

Nepoužívejte na plochy citlivé na alkohol jako např. akrylát, umělá hmota nebo plexisklo.

Zvláštní upozornění a pokyny pro skladování

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Zajistěte dobré odvětrávání / odsávání na pracovišti. Zamezte styku s očima, delšímu styku s pokožkou. Nevdechujte páry. Dbejte na dodržení nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti (NPK-P) a dalších limitních hodnot. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Páry mohou vytvořit se vzduchem výbušnou směs. Udržujte odděleně od zápalných zdrojů. Nekuřte. Učiňte opatření proti elektrostatickému výboji. Dodržujte vodní zákon. Nádoby udržujte těsně uzavřené. Uchovávejte pod uzamčením a mimo dosah dětí.

Doba působení

doba působení podle seznamu / certifikátu VAH: 5 min
baktericidní (vysoká zátěž) MRSA, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, C. albicans, P. mirabilis: 30 s
levurocidní (vysoká zátěž), Candida albicans, DIN EN 13624: 30 s
levurocidní Acinetobacter baumannii, DIN EN 13727: 30 s
levurocidní Tbc, Mycobacterium terrae / avium, DIN EN 14348: 1 min
limitované virucidní BVDV (HBV/HIV/HCV), chřipkový virus, H1N1/ H5N1, Herpes-, Corona-, SARS-CoV. CoV.): 30 s
limitované virucidní Vaccinia kmen Elstree: 30 s
plně virucidní adenovirus typ 5 (nízká zátěž), DIN EN 14476: 5 min
plně virucidní lidský rotavirus (nízká zátěž), DIN EN 14476: 1 min
plně virucidní poliovirus typ 1 (nízká zátěž), DIN EN 14476: 5 min
plně virucidní MNV norovirus (vysoká zátěž), DIN EN 14476: 5 min

Balení a dodací jednotky

Zásobník	90, 120 nebo 200 utěrek
náhradní sáček	12× 90 nebo 120 utěrek 6× 200 utěrek

Složení výrobku

ve 100 g tekutiny, kterou jsou ubrousky napuštěny, je obsaženo: 33,66 g etanolu, 15,84 g propan-2-ol, 0,05 g 70% didecyldimethylammoniumchloridu, vonné látky a regulátor pH

Fyzikálně-chemické údaje

vzhled:	čirý, bezbarvý
hodnota pH:	cca 5,0
hustota (20 °C):	0,900 – 0920 g/ml

Osobní ochrana

Použijte ochranný oděv, rukavice, ochranu očí. Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte odděleně od zápalných zdrojů. Nevdechujte páry. Vyhněte se styku s očima. Nenechte uniknout do kanalizace nebo vodních toků.

Označení

UN 1987

Informace k ochraně životního prostředí

Vyrobeno moderními, bezpečnými a ekologicky šetrnými postupy, hospodárně a s dodržением vysokých standardů kvality (EN ISO 9001, EN ISO 13485). Biologická odbouratelnost prokázána odborným posudkem přispívá k tomu, že odpadní vody i životní prostředí jsou při likvidaci výrobků podstatně méně zatíženy.

Certifikace

Napuštěcí kapalina má certifikaci VAH.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008

Varování

H226 Hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 Při zasažení očí:

Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Výrobce

L.C. Pliwa, Pliwastr. 2, 343 23 Malsfeld-Ostheim, Německo

