

Dentaclean Mint Touch Big Extra

Mátové aroma

Kontaktní doba od 30 sekund

Klíčové vlastnosti produktu

Povrchové dezinfekční utěrky bez alkoholu Dentaclean Mint Touch Big Extra jsou k dostání ve 2 velikostech – standardní a velké. Utěrky standardní velikosti jsou k dostání v baleních po 100 kusech a každá utěrka má rozměr 180x120 mm. Utěrky velké velikosti jsou k dostání v baleních po 200 kusech a každá utěrka má rozměr 200x200 mm. Možnosti balení v obou velikostech zahrnují dávkovací nádobu nebo „stojací“ doplňující balení. Tyto utěrky mají speciální složení pro použití ve zdravotnickém a stomatologickém prostředí na neinvazivní zdravotnické vybavení. Jsou také bezpečné pro použití na povrchy citlivé na alkohol a jsou účinné proti širokému spektru organismů. Tyto ubrousky, které jsou k dostání s mátovým aroma, obsahují čisticí prostředek dodávající jim lepší čisticí sílu.

Návod k použití

Pro každé otření objektů určených k dezinfekci použijte novou utěrku, aby se povrch zcela navlhl a nechte dezinfekční prostředek působit více než 30 sekund. Nechte vlhkost z povrchu odpařit nebo jej otřete suchou utěrkou. Pouze pro profesionální použití.

Složení produktu

Roztok obsahuje mimo jiné tyto složky: vodu, benzalkoniumchlorid, C12-14 alkyl ethylbenzylamoniumchlorid, didecyldimethylamoniumchlorid, 2-propanol (neaktivní, <1%), C9-11 Pareth-8, PPG-2 methyleter, polyaminopropyl-biguanid, kokamidopropylbetain, tetrasodný EDTA, protipěňivé látky, konzervační látky, aroma.

Fyzikální vlastnosti

Polyviskózní látka napuštěná čirou tekutinou. Barva bílá. Aroma mátové. pH roztoku 6,5-7,5, doba použitelnosti 3 roky.

Normy týkající se testování

EN 14885, EN 13727, EN 14476, EN 13624, EN 14348, EN 13704

K dostání ve 2 velikostech – velké a standardní

Spektrum a kontaktní doby

Baktericidní	30 sekund
Pseudomonas aeruginosa	30 sekund
Enterococcus hirae	30 sekund
Staphylococcus aureus	30 sekund
Salmonella typhimurium	60 sekund
MRSA	60 sekund
VRE	60 sekund
E-Coli	60 sekund
Mikrobakterie	
Mycobacterium avium	2 minuty
Kvasinky	
Candida albicans	30 sekund
Viry	
Virus hepatitidy C (HCV)	5 minut
Virus lidské imunodeficiency (HIV)	30 sekund
Virus lidské influenzy B	30 sekund
H1N1 Chřipka A	2 minuty
Rotavirus A	30 sekund
Plísňe	
Aspergillus niger	30 sekund
Penicillium chrysogenum	2 minuty

Specifikace dodavatele

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 2602/41
130 00 Praha 3
www.dentamed.cz
Tel.: 266 007 110
Fax: 266 007 199

Specifikace výrobce

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way
Silsden, West Yorkshire
BD20 0EF, United Kingdom
Tel: +44 01535652750
Fax: +44 01535652751
Email: science@topdental.co.uk