

DENTACLEAN Spray Lemon Fresh

Vysoce účinný dezinfekční přípravek ve spreji – bez obsahu aldehydů (ZP tř. IIa)

Oblasti použití:

DENTACLEAN Spray Lemon Fresh je určený pro dezinfekci zdravotnických prostředků a vybavení.

Použití

Při práci s přípravkem DENTACLEAN Spray Lemon Fresh používejte ochranné rukavice a ochranný štít nebo ochranné brýle a zajistěte dostatečné větrání.

Plochy a předměty, které chcete dezinfikovat, nejprve očistěte a poté aplikujte přípravek.

Dezinfekce nanesením: DENTACLEAN Spray Lemon Fresh naneste na čistý, suchý ubrousek na jedno použití nebo přímo na plochy a rozetřete za mokra na celou plochu! Zbytky přípravku po ukončení doby účinnosti odstraňte suchým ubrouskem na jedno použití.

Dezinfekce postřikem: Tento postup je určen pouze pro těžko přístupné, tvarované plochy. Plochy určené k dezinfekci celé postříkejte přípravkem DENTACLEAN Spray Lemon Fresh. Po uplynutí doby účinnosti odstraňte přebytky ubrouskem na jedno použití. Nepoužívejte na plochy citlivé na alkohol, jako je akrylové sklo!

Spektrum účinnosti/dávkování:

Baktericidy/ Levurocidy/ MRSA	30 sek.
TB (M. terrae, M. avium)	1 min.
Virucidy	
Opouzdřené viry (BVDV (HBV/HIV/HCV)	30 sek.
MVA modifikovaný Vacciniavirus Ankara	30 sek.
Neopouzdřené viry Adeno-, Polio-, Norovirus	5 min.
Rotaviry	1 min.

Složení ve 100 g:

33,66 g etanol, 15,84 g 2-propanol, 0,05 g N,N- didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid, aroma, regulátory pH

UN 1987

Označení v souladu s nařízením (ES) Nr.1272/2008:

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s národními předpisy.



Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

DISTRIBUCE V ČR:

Dentamed (ČR), spol. s r.o.

Pod Lipami 41

130 00 Praha 3

Tel.: +420 266 007 111

www.dentamed.cz

DISTRIBUCIA v SR:

Dentamed (ČR), spol. s r.o.

Košická 37

821 08 Bratislava - Ružinov

Tel.: +421 255 645 274

www.dentamed.sk