

DiaDent

Savé papírové čepy

Účel použití

Endodontický papírový čep je prostředek vyrobený z papíru určený k použití během endodontického ošetření za účelem vysušení nebo nanesení léčiv do kořenového kanálku zubu.

Pokyny pro použití

1. Než dojde k výplňové fázi ošetření kořenového kanálku, měl by být produkt stejně dlouhý jako kořenový kanálek a měl by se vybrat takový, který bude dosahovat do apikální části kořene.
2. Produkt se vloží do kořenového kanálku a odstraní se jím nečistoty a zbytky tkání.
3. Po potření produktu sterilizačním léčivem se vloží do kořenového kanálku a potřou se jím stěny kanálku.

Skladování

1. Skladujte při pokojové teplotě.
2. Nezpřeházejte během manipulace.
3. Skladujte odděleně od jiných běžných produktů.

Upozornění týkající se použití

1. Sterilní papírové čepy by se měly používat se stejnou velikostí a tloušťkou gutaperčových čepů.
2. Zabraňte styku s vlhkostí.
3. Jedná se o jednorázový zdravotnický prostředek.

Symbols

Použijte do

Sériové číslo

Konzultujte návod k použití

Výrobce

Autorizovaný zástupce v EU

Teplotní omezení

Uchovávejte v suchu

Uchovávejte mimo slunečního světla

Sterilizováno – pomocí záření

Upozornění

Pouze pro jednorázové použití

Doba použitelnosti

4 roky od data výroby

Záruka a omezení odpovědnosti

Společnost DiaDent Group International vymění produkt, který se ukáže jako vadný. Společnost DiaDent Group International nepřijímá odpovědnost za jakákoli poškození nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití produktu popsáním způsobem. Před použitím

je na odpovědnosti uživatele posoudit vhodnost produktu pro jeho zamýšlené použití. Uživatel přejímá veškerá rizika a odpovědnost spojenou s použitím produktu.

Evropský zástupce

DiaDent Europe B.V.

Antennestraat 70, 1322AS

Almere, the Netherlands

Tel: 00 31 (0)36 549 8607 FAX: 00 31 (0)36 536 7317